

## DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI



- Disinfettante P.M.C. Reg. Min. Salute n° 18743 cloro attivo.
- Altamente efficace nel ridurre la carica batterica.
- Indispensabile per il protocollo HACCP.



### CONSIGLI

Assicurare un contatto di almeno 5 minuti tra la soluzione e le superfici, attrezzature o utensili da trattare.

Per il lavaggio batteriostatico di frutta e verdura è sufficiente 1 pastiglia in 30L di acqua ad un tempo di contatto di 15 minuti. Risciacquare poi abbondantemente.

### DESCRIZIONE

Garantire la corretta disinfezione di superfici dure, di attrezzature ed accessori non è sempre facile. BIOCLOR, compresse effervescenti disinfettanti ad azione battericida, grazie alla sua formulazione libera in soluzione acquosa il principio attivo acido ipocloroso particolarmente efficace nel ridurre il numero di batteri.

Battericida nei confronti di  
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538  
PSEUDOMONA AERUGINOSA ATCC 15442  
ENTEROCOCCUS HIRA E ATCC 15442  
ESCHERICHIA COLI ATCC 10536

Ideale per la disinfezione di pavimenti, superfici in genere, coltelli e taglieri, contenitori, serbatoi, servizi igienici, tavoli e sedie. Indispensabile per protocollo HACCP. Utilizzabile anche per la sanitizzazione di frutta e verdura.

## DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Compresse
Colore	Bianco
Odore	Tipico del cloro
Peso compressa	3 ± 0.1g
Solubilità in acqua	Completa alle dosi d'uso
pH in soluzione	6 - 7
Validità	36 mesi



### POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 6 barattoli da 1Kg - 01ABI0C0006


### MODALITÀ D'USO

La concentrazione ottimale d'impiego corrisponde a 250 ppm di cloro, corrispondente per ogni grammo di prodotto ad una diluizione in 1 litro di acqua (1 compressa di 3 g ogni 3 litri di acqua). Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al volume desiderato di acqua il corrispondente numero di compresse.

### PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Panno multiuso blu  
01AA770630

Spugna con abrasivo  
delicato  
01AA770642



Skin pronto uso  
016SKIDCP12

